

آون(فور) ۵۰ لیتری (Aven)

آون دستگاهی است که جهت استریل، خشک و تسست کردن نمونه های آزمایشگاه در آزمایشگاه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. در این دستگاه انتقال گرما از نوع همرفتی انجام می شود. گرمای مورد نظر به وسیله یک المنت حرارتی الکتریکی دایره ای شکل که توسط کنترلر مدار الکترونیکی قابلیت کنترل با خطای کمتر از ۲ درجه سانتیگراد را دارا می باشد ، تامین می گردد. گرمای ایجاد شده توسط فن نصب شده به حرکت در آمده تا جریان هوای گرم در تمام نقاط محفظه یکسان و چرخه تولیدگرما به صورت کامل انجام پذیرد.

مشخصات فني:

۵٪	دقت زمان سنج	۵۰ لیتر	ظرفيت
۲ثانیه	دقت نمایشی زمان سنج	±۱ درجه	دقت نمایشگر
AC ½±٢٢٠ ١٠	ولتاژورودى	±۲ درجه	خطای اندازه گیری
۸۰، ۱۲۰ و ۲۰۰ درجه	كاليبراسيون دمايي	±۳ درجه	حداكثر نوسان
VA 10	توان مصرفی دستگاه	۲۲-۲۲ درجه	رنج کنترل دمایی
		۹۹ ساعت	رنج زمان سنج

- دو شاخه دستگاه را به پریز وصل نمایید.
- پس از روشن نمودن دستگاه به وسیله کلید پاور درقسمت جلوی دستگاه ، کلید set را فشار داده و دمای دلخواه را وارد کنید و با فشار مجدد دکمه set عدد مورد نظر را ذخیره کنید.
 - کلید Time را فشار داده و زمان مورد نظر را وارد کنید و با فشار مجدد آن را ذخیره نمایید.
- هنگامی که سیکل زمانی دستگاه به پایان رسید ، یک آلارم و زمانی که دما پنج درجه افت نمود چهار آلارم دیگر زده می شود که این نشانگر پایان سیکل است.

